


標準タイプ



鋭利な刃先を大切に守ります。

オートクレーブ、EOG 滅菌に対応。
滅菌剤が透過しやすく、ドレンが溜まりにくい構造。
ラテックスフリー。
X線不透過素材を使用。



製品番号	製品名	仕様	入数	税抜価格
PT-01	チップ・ブロークター (直径 1.57mm x 長さ 19.0mm, 白)		100個入/袋	2,980円
PT-02	チップ・ブロークター (直径 2.00mm x 長さ 19.0mm, 青)			
PT-03	チップ・ブロークター (直径 2.77mm x 長さ 19.0mm, 緑)			
PT-04	チップ・ブロークター (直径 3.18mm x 長さ 25.4mm, 赤)			
PT-05	チップ・ブロークター (直径 4.75mm x 長さ 25.4mm, 黄)			
PT-06	チップ・ブロークター (直径 10.3mm x 長さ 19.0mm, 紫)			
PT-07	チップ・ブロークター (厚み 1.57mm x 長さ 25.4mm x 幅 9.5mm, 棕)			
PT-08	チップ・ブロークター (厚み 2.00mm x 長さ 25.4mm 幅 15.8mm, 茶)			
PT-09	チップ・ブロークター (厚み 3.18mm x 長さ 25.4mm 幅 25.4mm, 黒)			
PT-10	チップ・ブロークター (全色: 白 12, 青 11, 緑 11, 赤 11, 黄 11, 紫 11, 棕 11, 茶 11, 黒 11 個)			

ダブルタイプ



※実寸大ではありません。



製品番号	製品名	仕様	入数	税抜価格
DG-01	チップ・ブロークター・ダブル (直径 1.59mm x 長さ 19.05mm, 白)		50個入/袋	5,800円
DG-02	チップ・ブロークター・ダブル (直径 1.98mm x 長さ 19.05mm, 青)			
DG-03	チップ・ブロークター・ダブル (直径 2.78mm x 長さ 19.05mm, 緑)			
DG-04	チップ・ブロークター・ダブル (直径 3.18mm x 長さ 25.4mm, 赤)			
DG-05	チップ・ブロークター・ダブル (直径 4.76mm x 長さ 25.4mm, 黄)			
DG-07	チップ・ブロークター・ダブル (厚み 1.59mm x 高さ 25.4mm x 幅 9.53mm, 棕)			
DG-10	チップ・ブロークター・ダブル (全色: 白 9, 青 9, 緑 8, 赤 8, 黄 8, 棕 8 個)			