


X線撮影用品 フィルムマーク

直接用平仮名マークセット (カタカナマークセット)



内訳

- ① あ〜ほ・0〜9・男女・左右 各3枚
- ② ↑ 2枚
- ③ ↓ 1枚
- ④ フィルム跡が - (W10×H20×1.8mm) 1枚
- ⑤ 専用ケース(W318×H240×28mm) 1個

*間接使用もできます。

クリアタックセット

カッテ・ガリッドに貼付け、繰り返し使用可能



内訳

- ① R・裏R・L・裏L(W20×H20×3.3mm) 各3枚
- ② R→L・裏R→L・A→P・裏A→P→A・裏P→A(W40×H20×3.3mm) 各3枚
- ③ 貼付けホ - ト (W218×H288×2.0mm) 1枚
- ④ 収納ケース(W240×H318×27mm) 1個

直接用英数字マークセット




内訳

- ① A〜Z・0〜9・♂・♀・+- 各3枚
- ② フィルム跡が - (W10×H20×1.8mm) 1枚
- ③ 専用ケース(W222×H173×24mm) 1個

*間接使用もできます。

クリアタックセットRL

カッテ・ガリッドに貼付け、繰り返し使用可能



内訳

- ① R・裏R・L・裏L(W20×H20×3.3mm) 各5枚
- ② 貼付けホ - ト (W158×H218×2.0mm) 1枚
- ③ 収納ケース(W174×H228×23mm) 1個

直接用数字マークセット



内訳

- ① 0〜9・RL・♂・♀・+- 各3枚
- ② フィルム跡が - (W10×H20×1.8mm) 1枚
- ③ 専用ケース(W152×H145×38mm) 1個

*間接使用もできます。

クリアタックシート

クリアタックマーク貼替え用シート



3種

- ・A4サイズ 1枚
- ・W35×H17mm 100枚 - ス
- ・W17×H15mm 200枚 - ス

直接用バラマーク



- ・W10×H20×1.8mm

*最低発注数量は、5枚からとなります。

準高圧用バラマーク

(酸化鉛使用)

- ・W20×H40×4.3mm
- ・W40×H20×4.3mm

高圧用バラマーク

(純鉛使用)

- ・W20×H40×4.3mm
- ・W40×H20×4.3mm

間接用バラマーク



- ・W20×H40×2.3mm
- ・W40×H20×2.3mm

特注マーク

各種特殊・高圧・準高圧
*相談ください。



1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



RLあ1アAB

立位 臥位 座位 坐位

R→L L→R P→A A→P

準高圧用バラマーク

(酸化鉛使用)

- ・W20×H40×4.3mm
- ・W40×H20×4.3mm

R CC L CC R MLO L MLO BTG-AP

側臥位 仰臥位 R立位 L立位 背臥位

臥位 L 腹臥位

X線メジャヤー

- 100cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 75cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 60cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 50cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 40cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 30cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 25cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 15cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 10cm : 2mm間隔・5mm間隔